

Anestesi- och intensivvård, Respiration


1-1-102: 2737000

1-1-392: 2734000

1-1-405: 2734000

Samplings slang

Samplings slang för mätning av koldioxid vid anestesi. Slangen är tillverkad i dubbla lager för att vara diffusionstät för anestesisgaser. Innerdiameter 1,2 mm. Kommer med luerlock-port i båda ändar.



Artikelnummer	Benämning	Antal/fp
2737000	Samplings slang 0,7 m, hane-hane	40 st
2731000	Samplings slang 1,8 m, hona-hane	20 st
2725000	Samplings slang 1,8 m, hane-hane	20 st
2732000	Samplings slang 2,45 m, hane-hane	20 st
2734000	Samplings slang 3,0 m, hane-hane	30 st
2734000S	Samplings slang 3,0 m, steril hane-hane	18 st



Svärdvägen 3A • 182 33 Danderyd
Tel: 08 514 306 00 • E-post: info@intersurgical.se

www.intersurgical.se