

Microvette® 500



- Microvette® 500 är ett komplett kapillärprovtagningssystem
- För framställning av plasma
- Med tillsats av litium-heparin
- Rekommenderad centrifugering: 2 000 x g i 5 minuter vid 20°C
- Tydlig min- och maxlinje för fyllnadsnivå
- Rör och lock är tillverkat i polypropylen (PP)
- Integrerad cirkelformad skopa som möjliggör provtagning runt hela kanten med hjälp av gravitationsmetoden alt. skopmetoden
- Vid provtagning kan locket enkelt sättas fast i botten på Microvette® röret för att undvika förväxlingar eller att locket kommer bort
- Cylindriskt ytterrör som är idealiskt för etikettering/märkning
- Förpackningen förvaras väl tillsluten och i rumstemperatur
- Rörförlängare som möjliggör primärrörsanalys finns som tillbehör

Artikel	Artikelnummer	Inner / ytterförp
Microvette® 500, Li-heparin, min/max nivå, mörkgrön	20.1345.101	100 / 1000



SARSTEDT

Sarstedt AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

Tel 042-19 84 50
Fax 042-19 84 59
info.se@sarstedt.com www.sarstedt.com