



FixoLong



FixoCath



Infusionsfilter



Gul klämadapter



Röd klämadapter



LOR spruta



# Tillbehör Epidural och Sonysystems

## FixoLong

Med FixoLong, fixeras kateter och filter nära kateterens öppning, vilket garanterar patienternas rörelsefrihet under alla applikationer

## FixoCath

FixoCath är samtidigt ett kirurgiskt förband och fixation och placeras direkt på ingångsstället. Maximal rörelsefrihet för patienten är garanterad även här.

## Platt infusionsfilter

Filterstorlek 0.2 µm

## Klämadapter gul/röd

med säkerhetslås garanterar en säker fastsättning av sprutan med hjälp av en Luer-Lock-anslutning för ett problemfritt flöde bedövningsmedlet, för bästa möjliga tätning och fixering.

## LOR spruta

Lost-of-Resistance-spruta, underlättar enkel och tillförlitlig identifiering av epiduralrummet genom tillförsel av luft eller av natriumklorid saltlösning. 10 ml, Luer Lock

Artikelnummer	Beskrivning	Avd. förp.
P001151-40	FixoLong	10
P001151-37Z	Fixo Cath	10
P001151-37X	Platt infusionsfilter	10
P001151-41	FixoLong + infusionsfilter	10
P001151-37V	Klämadapter gul	10
P001151-37U	Klämadapter röd	10
P0001151-45	LOR spruta	10

Leverantör

**PAJUNK®**

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, [www.mediq.se](http://www.mediq.se)

2015-01