

Pasteurpipett, Standard Line

Leverantör: VWR Collection

LDPE, engångs. Dessa okrossbara allt-i-ett-pipetter eliminerar risken för krossat glas och exponering för smittförande material.



- ▶ Splittras och spricker inte
- ▶ Giffri. tål biologiska vätskor och de flesta syror
- ▶ Kan förseglas och kylas ned; kan gassteriliseras
- ▶ Ingen blåsa att sätta i eller ta ur
- ▶ Enhetlig droppstorlek

Ytan med låg affinitet minskar förlusten av celler och värdefulla proteiner på grund av bindning. De fungerar bra i alla situationer som kräver snabb och säker vätskeöverföring.

Beställningsinformation: To help you find the correct product and catalog number, please have a look at the brochure VWR for Liquid Handling, pages 12-13, which you can find under "Related information" and "Product literature". There are images of the pipettes available next to the catalog number and description of packaging.


ORDER

Graderad, stor sugblås




VWR art.nr	Antal	Volym	Droppar per ml	Uppsugningsvolym	Längd	Gradering	Graderad till	Steril	Förp.	Föi
612-4491		5,8 ml	25	3,4 ml	155 mm	0,25 ml	1,0 ml	+	20 per påse	500
612-4494P		5,8 ml	25	3,4 ml	155 mm	0,25 ml	1,0 ml	-	Bulk	500
612-4497P		5,8 ml	25	3,4 ml	155 mm	0,25 ml	1,0 ml	+	Individuellt	500
612-4523		5,8 ml	25	3,4 ml	155 mm	0,25 ml	1,0 ml	+	Peel-off påse (50×10)	500
612-4533		5,8 ml	25	3,4 ml	155 mm	0,25 ml	1,0 ml	-	Peel-off påse (50×10)	500
612-4542		5,8 ml	25	3,4 ml	155 mm	0,25 ml	1,0 ml	-	Peel-off påse (100×5)	500
612-4472P		7,0 ml	20	3,0 ml	153 mm	1,0 ml	2,0 ml	-	Bulk	500

612-4473P		7,0 ml	20	3,0 ml	153 mm	1,0 ml	2,0 ml	+	Individuellt
612-4502		7,5 ml	20	3,2 ml	155 mm	0,5 ml	3,0 ml	+	20 per påse
612-4536		7,5 ml	20	3,2 ml	155 mm	0,5 ml	3,0 ml	+	Peel-off påse (100×5)
612-4538P		7,5 ml	20	3,2 ml	155 mm	0,5 ml	3,0 ml	+	Peel-off påse (50×10)
612-4543P		7,5 ml	20	3,2 ml	155 mm	0,5 ml	3,0 ml	+	Individuellt
Certifikat									
612-4545P		7,5 ml	20	3,2 ml	155 mm	0,5 ml	3,0 ml	-	Bulk


Graderad, liten sugblås

VWR art.nr	Antal	Volym	Droppar per ml	Uppsugningsvolym	Längd	Gradering	Graderad till	Steril	Förp.
612-4520P		3,0 ml	25	2,1 ml	140 mm	0,25 ml	1,0 ml	-	Bulk





Graderad, sma

VWR art.nr	Antal	Volym	Droppar per ml	Uppsugningsvolym	Längd	Gradering	Graderad till	Steril	Förp.
612-3399		1,5 ml	21	0,8 ml	116 mm	0,1 ml	0,9 ml	-	Bulk
612-4468		1,5 ml	21	0,8 ml	116 mm	0,1 ml	0,9 ml	+	20 per påse
612-4469		1,5 ml	21	0,8 ml	116 mm	0,1 ml	0,9 ml	+	Individuellt




Graduated, for blood bank

VWR art.nr	Antal	Volym	Droppar per ml	Uppsugningsvolym	Längd	Gradering	Graderad till	Steril	Förp.
612-5770		5 ml	25	1,9 ml	155 mm	0,5 ml	3,0 ml	-	Bulk




Ograderad, standar

VWR art.nr	Antal	Volym	Droppar per ml	Uppsugningsvolym	Längd	Steril	Förp.
612-4504P		7,5 ml	20	3,2 ml	155 mm	-	Bulk
612-4505		7,5 ml	20	3,2 ml	155 mm	+	20 per påse
612-4506		7,5 ml	20	3,2 ml	155 mm	+	Individuellt
612-4513		15,0 ml	19	8,0 ml	155 mm	+	Individuellt





Ograderad, allmän användning

VWR art.nr	Antal	Volym	Droppar per ml	Uppsugningsvolym	Längd	Steril	Förp.	För
612-3608		1,7 ml	25	0,9 ml	87 mm	-	Bulk	500
612-4471		1,7 ml	25	0,9 ml	87 mm	+	Individuellt	500
612-4470		1,7 ml	25	0,9 ml	87 mm	+	20 per påse	500



Ograderad, allmän användning, stor sugblås

VWR art.nr	Antal	Volym	Droppar per ml	Uppsugningsvolym	Längd	Steril	Förp.	För
612-4508		8,0 ml	20	4,6 ml	152 mm	+	20 per påse	400
612-4509		8,0 ml	20	4,6 ml	152 mm	+	Individuellt	400
612-4511		9,3 ml	18	4,8 ml	137 mm	-	Bulk	250

Ograderad, smal, standar

VWR art.nr	Antal	Volym	Droppar per ml	Uppsugningsvolym	Längd	Steril	Förp.	För
612-3609		4,6 ml	22	3,3 ml	155 mm	-	Bulk	500
612-4479		4,6 ml	22	3,3 ml	155 mm	+	20 per påse	500
612-4481		4,6 ml	22	3,3 ml	155 mm	+	Individuellt	500
612-4526		4,6 ml	22	3,3 ml	155 mm	+	Peel-off påse (100×5)	500
612-4527		4,6 ml	22	3,3 ml	155 mm	+	Peel-off påse (50×10)	500

Ograderad, smal, stor sugblås



VWR art.nr	Antal	Volym	Droppar per ml	Uppsugningsvolym	Längd	Steril	Förp.	För
612-4476		4,0 ml	25	3,0 ml	86 mm	-	Bulk	500
612-4512		15,0 ml	19	8,0 ml	155 mm	-	Bulk	250

Ograderad, lå





VWR art.nr	Antal	Volym	Droppar per ml	Uppsugningsvolym	Längd	Steril	Förp.	För
612-3610		5,5 ml	25	2,3 ml	230 mm	-	Bulk	500

612-4499		5,5 ml	25	2,3 ml	230 mm	+	påse
612-4500		5,5 ml	25	2,3 ml	230 mm	+	Individuellt



Ograderad, extra lå

VWR art.nr	Antal	Volym	Droppar per ml	Uppsugningsvolym	Längd	Steril	Förp.
612-3627P		23,0 ml	20	7,3 ml	300 mm	-	Bulk
612-4514		23,0 ml	20	7,3 ml	300 mm	+	20 per påse
612-4515		23,0 ml	20	7,3 ml	300 mm	+	Individuellt





Ograderad, fin spets, standa

VWR art.nr	Antal	Volym	Droppar per ml	Uppsugningsvolym	Längd	Steril	Förp.
612-4492P		5,8 ml	50	3,3 ml	147 mm	-	Bulk
612-4495		5,8 ml	50	3,3 ml	147 mm	+	20 per påse
612-4496		5,8 ml	50	3,3 ml	147 mm	+	Individuellt
612-4530		5,8 ml	50	3,3 ml	147 mm	-	Peel-off påse (50x10)

Ograderad, förlängd fin spets, stor sugblå

VWR art.nr	Antal	Volym	Droppar per ml	Uppsugningsvolym	Längd	Steril	Förp.
612-4486		5,0 ml	50	3,3 ml	153 mm	-	Bulk
612-4490		5,0 ml	50	3,3 ml	153 mm	+	20 per påse

Ograderad, förlängd fin spets, liten sugblå

VWR art.nr	Antal	Volym	Droppar per ml	Uppsugningsvolym	Längd	Steril	Förp.
612-3619		1,5 ml	50	1,0 ml	104 mm	-	Bulk
612-4466		1,5 ml	50	1,0 ml	104 mm	+	20 per påse
612-4518		1,5 ml	50	1,0 ml	104 mm	+	Individuellt
612-5781		5,0 ml	50	3,3 ml	153 mm	+	Individually wrapped