



Personalized PDF Catalog
Catalogue Generated den 4 januari 2020

Filterspetsar, Finntip™ Filter



Leverantör: Thermo Scientific

Inbyggt filter som tillverkats i vattenavstötande PE som inte sväller om vätska oavsiktligt skulle tränga in, vilket ger möjlighet till återvinning av provet.



- ▶PP av hög kvalitet med PE-filter
- ▶Steriliserade med gammastrålning; certifierat fria från RNas, DNas, DNA och endotoxin

Idealiska för PCR och all annan amplifieringsteknik eller vid arbeten där det finns risk för aerosolkontaminering av pipetten.

ORDER

VWR art.nr	Antal	Tip style	Volym	Steril	Förp.	Förp.
613-2656		Mikro	0,2 - 10 µl	+	10×96	960
613-2658		Finntip Filter 10 (standard)	0,5 - 10 µl	+	10×96	960
613-4490		Mikro	0,2 - 20 µl	+	10×384	3.840
613-4492		Finntip Filter 20 (Standard)	0,5 - 20 µl	+	10×96	960
613-5023		Finntip Filter 30 (Standard)	0,3 - 30 µl	+	10×96	960
613-4491		Mikro	0,2 - 50 µl	+	10×384	3.840
613-2659		Finntip Filter 100 (Standard)	0,5 - 100 µl	+	10×96	960
613-4493		Extra långa	5 - 100 µl	+	10×96	960
613-2660		Finntip Filter 200 (Standard)	0,5 - 200 µl	+	10 racks, 96 each	960
613-4494		Extra långa	5 - 200 µl	+	10×96	960
613-2661		Finntip Filter 300 (Standard)	5 - 300 µl	+	10×96	960
613-4495		Finntip Filter 1000 (Standard)	100 - 1000 µl	+	10 racks, 96 each	960
613-4496		Extra långa	100 - 1000 µl	+	5×96	480

613-4497		Finntip Filter 1500 (Standard)	150 - 1500 µl	+	10 racks, 96 each	960
613-5011		Finntip Filter 5 ml (Standard)	1000 - 5000 µl	+	5×54	270
613-2663		Finntip Filter 10 ml (Standard)	1000 - 10000 µl	+	5×24	120