



# Tempmätningsskateter

## Tempmätningsskateter

Tempmätningsskateter med bifogad 10-procentig glycerinlösning, för övervakning av kroppstemperatur. 100 % silikon, nelatonspets, 2 ögon samt färgindikering av storlek.

Passar alla på marknaden förekommande utrustningar, mellankabel krävs dock.

Steril, för engångsbruk. Latexfri.

## Hankoppling

Artikelnummer	Storlek ch	Längd cm	Ballong ml	Avd.förp.
179360-08	8	30	3	5
179360-10	10	30	5	5
179360-12	12	44	10	5
179360-14	14	44	10	5
179360-16	16	44	10	5
179360-18	18	44	10	5

## Honkoppling

Artikelnummer	Storlek ch	Längd cm	Ballong ml	Avd.förp.
179361-08	8	30	3	5
179361-10	10	30	5	5
179361-12	12	44	10	5
179361-14	14	44	10	5
179361-16	16	44	10	5
179361-18	18	44	10	5

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

## För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com