

# UniFlow™ andningssystem

Ett universalt koaxialt andningssystem idealiskt för lågflödesanestesi

UniFlow™ andningssystem är designad att passa med alla standard koldioxidabsorbers och är idealiskt för lågflödesanestesi. Den finns i en variation av olika längder och kit för att möta sjukvårdens olika behov. Andningssystemet är godkänd för användning på patienter ner till 5 kg.


30 mm yttre slang som säkerställer att flödesmotståndet i utandningsfasen hålls till ett minimum.


Den inre slangen sitter fast vid patientändan, vilket gör att den inte kan migrera upp. Det gör det även möjligt att använda UniFlows läckagetestare för att säkerställa att innerslangen är tät.

Innerslangen är oberoende av den yttre slangen och har en integrerad swivelfunktion vilket minskar risken för att den kinkas.



Alla UniFlow kit kommer med en läckagetestare för den inre slangen.






Expirationsslangen är en avtagbar Compactslang, utdragbar till 500 mm.

Illustrerad produkt


Artikelnummer	Benämning	Antal/fp
2900000	UniFlow 1,6 m	12 st/fp
2900050	UniFlow 1,8 m	10 st/fp
2900008	UniFlow 2,0 m	10 st/fp
2901000	UniFlow 2,4 m	10 st/fp
2900051	UniFlow 2,7 m	10 st/fp
2900005	UniFlow 3,2 m	10 st/fp



Expirationsslangen är en fast Flextubeslang i fast längd 400 mm.

Illustrerad produkt


Artikelnummer	Benämning	Antal/fp
2900058	UniFlow 1,8 m	10 st
2900059	UniFlow 3,2 m	10 st



Expirationsslangen är en avtagbar Compactslang, utdragbar till 500 mm. Ingen port på knät.

Illustrerad produkt

Artikelnummer	Benämning	Antal/fp
2900055	UniFlow 1,8 m utan samplingsport	10 st
2900056	UniFlow 3,2 m utan samplingsport	10 st



Kit med UniFlow.

👁 Illustrerad produkt

Artikelnummer	Benämning	Antal/fp
2900052	UniFlow 1,8 m kit, generell Inklusive extra Compactslang 22x1000 mm och 2 L andningsblåsa	10 st
2900054	UniFlow 1,8 m kit för ADU Inklusive Flextubeslang 22x1500 mm med snabbkoppling, 2 L andningsblåsa, samplings slang 3000 mm, och extra Flextubeslang 22x1000 mm	10 st
👁 2900057	UniFlow 1,8 m kit för Aisys Inklusive Flextubeslang 22x1000 mm med vinklat knä, 2 L andningsblåsa, och samplings slang 3000 mm	10 st



Gävlegatan 18B • 113 30 Stockholm  
Tel: 08 514 30 600 • Fax: 08 514 30 620 • E-post: info@intersurgical.se

[www.intersurgical.se](http://www.intersurgical.se)