



## SATIN SLIP

Intubationsmandrin

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR:

- Formbar aluminium med ett jämnt plastöverdrag underlättar vid trakeal intubation under svåra omständigheter.
- Mjukt formad distalspets reducerar risken för intubationsskador.
- SATIN SLIP yta för lättare införande och avlägsnande av mandrinen.
- Hygienförpackad, endast för engångsbruk.
- Finns även steriliserad.

### BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING:

REF SATIN SLIP	Rekommenderad inre diameter på tuben.(mm)	Längd (mm)	
SATIN SLIP hygienförpackad			
116-06	2,5 till 4,5	280	PED.
116-10	4,0 till 6,0	350	
116-14	> 5,0	350	
SATIN SLIP sterilförpackad			
116-06-S	2,5 till 4,5	280	PED.
116-10-S	4,0 till 6,0	350	
116-14-S	> 5,0	350	

Antal per förpackning: 10

## Trachealtubhållare

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR:

- Stabiliserar oralt och nasalt intuberade trachealtuber utan klistrande tejp.
- En storlek passar alla trachealtuber.
- Tillverkad av Velfoam™\* för att minska hudirritation.
- Laminerad med Velcro™\* för lätt och snabb justering.
- Hygienpackad, endast för engångsbruk.

### BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING:

REF Trachealtubhållare	Längd (mm)
330	700

Antal per förpackning: 25

™\* varumärken för Velcro Industries B.V.

