

3-lumen CVK, 7Fr x 16cm, 1 x 16G, 2 x 18G, Art. nr: CV-12703

från Arrow-Teleflex/ Vingmed AB

Komplett set med:

1 ledare 0,81mm x 45cm med J-tipp/rak,
längdmarkeringar och med Arrow
Advancer
1 dilatator
1 Seldinger-introduktionskanyl 18G. x
6,35cm
1 fixeringsvinge (fast och mobil)
1 spruta 5ml

Lumen/ volym/ flöde

Distal 16G/ 0,39ml/ 3400ml/h
Medial 18G/ 0,35 ml/ 1800ml/h
Proximal 18G/ 0,37 ml/ 1900ml/h

Avdelningsförpackning: 10 stycken

Transportförpackning: 10 stycken

Standarder:

Katetrarna uppfyller kraven i ISO 10555-3
och ISO 10555-1.



Latexfri




Tillbehör



Avstängningsklämmor och
2 st injektionsproppar



Ledare med enhands-
mataren Arrow Advancer.



Blue-Flex-Tip extra mjuk
spets



Cm-markeringar



Mobil fixeringsvinge

Vingmed AB, Box 576, 175 26 Järfälla

Besöksadress: Datavägen 9A. Tfn 08-583 593 00. Fax 08-583 570 10. E-post: info@vingmed.se

www.vingmed.se Bankgiro 698-3308. Org.nr 556198-8253