

## Injektionssprutor, 2-komponent

### Egenskaper:

- utan nål
- 2-komponents
- Luer
- Hållbarhetstid: 5 år
- med utökad gradering
- med centrerad och excentrisk luer

### Standards:

- EN ISO 13485
- ISO 7886-1
- CE 0123
- class II a

### Produkt beskrivning:

- engångsbruk, icke-toxic, pyrogen-fri
- avsedd för injektion av läkemedel eller uttag av kroppsvätskor
- steriliserad med ethylene oxide (EO)

### Material:

- Cylinder: Ethylene Polypropylene Copolymer (PP)
- Kolv: Polyethylene (PE)

### Förpackning:

- Förpackning: 1 styck
- Innerförpackning: 100 stycken
- Ytterförpackning: se tabell



## Injektionssprutor, 2-komponent


### Standardstorlekar



Storlek ml	Utökad gradering	Gradering ml	Placering	Kanyl	Fattning	Avd/trpt Förpackning	Artikle nr.
2	2,5	0,1	Centrerad	utan	Luer	100/2500	802205
5	6	0,2	Excentrisk	utan	Luer	100/2000	805206
5	6	0,2	Centrerad	utan	Luer	100/2000	805206C
10	11	0,5	Excentrisk	utan	Luer	100/1200	810200
20	24	1	Excentrisk	utan	Luer	100/ 800	820209

[345]

### Types of syringe tips



# KD-JECT III®

## Injektionssprutor, 3-komponent, 1 milliliter

### Egenskaper:

- Tuberkulin
- Utan kanyl
- latex-fri
- 3-komponent
- Luer och luer lock
- Hållbarhetstid: 5 år

### Standards:

- EN ISO 13485
- ISO 7886-1
- CE 0123
- class II a

### Produktbeskrivning:

- för engångsbruk, icke-toxic, pyrogen-fri
- avsedd för injektion av läkemedel i kombination med andra medicinska apparater som hypodermisk nålar eller för uttag av kroppsvätskor
- steriliserad med ethylene oxide (EO)

### Material:

- Cylinder: Ethylene Polypropylene Copolymer (PP)
- Kolv: Ethylene Polypropylene Copolymer (PP)
- Packning: Syntetiskt gummi (polyisoprene)
- Ytbehandling: Silikonolja



### Förpackning:

- Förpackning: 1 styck
- Innerförpackning: 100 stycken
- Ytterförpackning: se tabell

## Injektionssprutor, 3-komponent, 1 milliliter

### Standardstorlekar




Storlek ml	Utökad gradering	Gradering ml	Placering	Kanyl	Fattning	Avd/trpt Förpackning	Artikle nr.
							[334]
1	1	0,01	centrerad	utan	Luer	100/ 1600	870648
1	1	0,01	centrerad	utan	Luer lock	100/ 1000	870785

### Med konisk packning, ingen restvolym

Storlek ml	Utökad gradering	Gradering ml	Placering	Kanyl	Fattning	Avd/trpt Förpackning	Artikle nr.
							[334]
1	1	0,01	centrerad	utan	Luer	100/ 1600	875513

### Types of syringe tips



## Injektionssprutor, 3-komponent, 50-100 ml

### Egenskaper:

- utan kanyl
- latex-fri
- 3-komponent
- luer lock / kateter spets
- hållbarhet: 5 år
- utökad gradering

### Standards:

- EN ISO 13485
- ISO 7886-1\*
- CE 0123
- class II a
- Kateter spruta: class Is

### Produktbeskrivning:

- för engångsbruk, icke-toxic, pyrogen-fri
- avsedd för injektion av läkemedel i kombination med annan medicinsk utrustning såsom hypodermiska nålar eller för uttag av kroppsvätskor
- Kateterspruta: avsedd för irrigering av sår och urinblåsan och andra ihåliga organ.
- steriliserad med ethylene oxide (EO)
- finns även modell med en separat Luer-adapter

### Material:

- Cylinder: Ethylene Polypropylene Copolymer (PP)
- Kolv: Ethylene Polypropylene Copolymer (PP)
- Packning: Isoprene rubber
- Skyddshylsa: Ethylene Polypropylene Copolymer (PP)
- Katetertip: Ethylene Polypropylene Copolymer (PP)
- Ytbehandling: Silikonolja

### Förpackning:

- Innerförpackning: 1 piece
- Innerförpackning: 30 stycken av 50 ml, 25 stycken av 100 ml
- Ytterförpackning: se tabell



## Injektionssprutor, 3-komponent, 50-100 ml


### Standardstorlekar

Storlek ml	Utökad gradering	Gradering	Kanyl	Fattning	Avd/trpt Förpackning	Artikel nr. [317]
50	60	1	utan	Luer lock	30/ 360	865613
50	60	1	utan	Katetertip	30/ 360	832059*
50	60	1	utan	Luer, excentrisk	30/ 360	870662

Storlek ml	Utökad gradering	Gradering	Kanyl	Fattning	Avd/trpt Förpackning	Artikel nr. [328]
100	100	2	utan	Katetertip	25/ 50	832073*
100	100	2	utan	Luer lock	25/ 50	872109

\* ISO 7886-1 not applied for these specific Article-No.

Types of syringe tips



## Injektionssprutor, 3-komponent, 2-30 ml

### Egenskaper:

- utan kanyl
- latex-fri
- 3-komponent
- luer / luer lock
- hållbarhet: 5 år

### Standards:

- EN ISO 13485
- ISO 7886-1
- CE 0123
- class II a

### Produktbeskrivning:

- för engångsbruk, icke-toxic, pyrogen-fri
- avsedd för injektion av läkemedel i kombination med andra medicinska apparater som hypodermisk nålar eller för uttag av kroppsvätskor
- steriliserad med ethylene oxide (EO)

### Material:

- Cylinder: Ethylene Polypropylene Copolymer (PP)
- Kolv: Ethylene Polypropylene Copolymer (PP)
- Packning: Isoprene rubber
- Ytbehandling: Silikon olja

### Förpackning:

- Förpackning: 1 stycken
- Innerförpackning: 100 stycken
- Ytterförpackning: se tabell



## Injektionssprutor, 3-komponent, 2-30 ml

### Standardstorlekar




Storlek ml	Utökad gradering	Gradering	Placering	Kanyl	Fattning	Avd/trpt Förpackning	Artikel nr. [342]
2	3	0,1	centrerad	utan	Luer	100/ 3200	831854
3	3	0,1	centrerad	utan	Luer	100/ 3200	831861
5	6	0,2	centrerad	utan	Luer	100/ 2400	831878
10	12	0,5	centrerad	utan	Luer	100/ 1500	831885
10	12	0,5	excentrisk	utan	Luer	100/ 1500	831885E
20	24	1	excentrisk	utan	Luer	50/ 900	831892
30	30	1	excentrisk	utan	Luer	50/ 600	870686

### luer lock

Storlek ml	Utökad gradering	Gradering	Placering	Kanyl	Fattning	Avd/trpt Förpackning	Artikel nr. [342]
2	3	0,1		utan	Luer lock	100/ 3200	831908
3	3	0,1		utan	Luer lock	100/ 3200	831915
5	6	0,2		utan	Luer lock	100/ 2400	831922
10	12	0,5		utan	Luer lock	100/ 1500	831939
20	24	1		utan	Luer lock	50/ 900	831946
30	34	1		utan	Luer lock	50/ 600	870761

### Types of syringe tips





## Insulinspruta, engångs

### Egenskaper:

- integrerad nål
- latex-fri
- Insulin U100
- hållbarhet: 5 år

### Standards:

- EN ISO 13485
- CE 0123
- class II a

### Produktbeskrivning:

- för engångsbruk, icke-toxic, pyrogen-fri
- avsedd för injektion av exakta mängder av insulin för behandling av diabetes mellitus
- steriliserad med ethylene oxide (EO)

### Material:

- Cylinder: Ethylene Polypropylene Copolymer (PP)
- Kolv: Ethylene Polypropylene Copolymer (PP)
- Kanyl: Stainless steel
- Nålskydd: Ethylene Polypropylene Copolymer (PP)
- Packning: Isoprene rubber
- Ytbehandling: Silikon olja



Integrerad nål

### Förpackning:

- Förpackning: 1 stycken
- Innerförpackning: 100 stycken
- Ytterförpackning: se tabell

## Insulinspruta, engångs

### Integrerad nål



### Standardstorlekar

Storlek ml	Insulin styrka	Graderin g ml	Kanylstorlek x längd tum	Kanylstorlek Ext. Dia. x längd mm	Förpackning	Avd/trpt Förpackning	Artikel nr. [252]
0.3	U100	0,01	30G x 5/16"	0.30 x 8	blister	100/ 3600	870501
0.5	U100	0,01	29G x 1/2"	0.33 x 12.7	blister	100/ 3600	870518
0.5	U100	0,01	30G x 5/16"	0.30 x 8	blister	100/ 3600	870525
1	U100	0,02	30G x 1/2"	0.30 x 12,7	blister	100/ 2400	870105