

Storlek 1 viktindikation < 5 kg  
Sugkanal för 6 Fr, Max ETT 3,5  
Artikelnummer: 408100000

Storlek 1,5 viktindikation 5-10 kg  
Sugkanal för 8 Fr, Max ETT 4,0  
Artikelnummer: 408150000

Storlek 2 viktindikation 10-20 kg  
Sugkanal för 10 Fr, Max ETT 5,0  
Artikelnummer: 408200000

Storlek 2,5 viktindikation 20-30 kg  
Sugkanal för 10 Fr, Max ETT 5,5  
Artikelnummer: 408250000

Storlek 3 viktindikation 30-50 kg  
Sugkanal för 16 Fr, Max ETT 6,0  
Artikelnummer: 408300000

Storlek 4 viktindikation 50-70 kg  
Sugkanal för 16 Fr, Max ETT 7,5  
Artikelnummer: 408400000

Storlek 5 viktindikation 70-100 kg  
Sugkanal för 16 Fr, Max ETT 8,0  
Artikelnummer: 408500000

Storlek 6 viktindikation >100 kg  
Sugkanal för 16 Fr, Max ETT 8,0  
Artikelnummer: 408600000

## Larynxmask engångs, steril, anatomisk form, integrerat bitblock, sugkanal, intuberingsbar

- Integrerad Gastric access – sugkanal – märkt med max stl på standard kateter/sond som kan användas
- Intuberingsbar
- Integrerat bitblock, tydligt märkt med max stl på standard ETT som kan användas vid intubation (inga specialtuber behövs)
- Navigationsmärke på undersidan fungerar som guide vid intubation med fiberskop
- Cuffballong tydligt märkt med stl, viktindikation, max tryck samt volym i cuffen
- MR säker
- Latexfri
- Ftalatfri

