

KBM Metodvagn

Städvagnen för dig som för preparerar allt städmaterial i tvättmaskinen. Perfekt för större städobjekt som skolor, sjukhus, stormarknader etc. Vagnen är utrustad med följande

- Två färgkodade hinkar med lock
- Två mopplådor med lock
- Två stora tvättpåsar
Säckhållare för 125-literssäck
steglöst reglerbart i höjdlid.

Storlek: 116x68x112cm.

Vikt: 21,3 kg.

Artikel nr.10004823

