

## Genu Direxa

### **En smidig sidostabiliserande knäortos**

Art.nr 8356

Genu Direxa stabiliserar och avlastar knäleden tack vare dubbelledade aluminumskenor. Ortosen är i huvudsak tillverkad i polyuretan med ventilerande egenskaper. Smidig design med utmärkt kompression och komfort.

Indikationer:

Patellofemoralt smärtsyndrom

Artros med begynnande eller måttlig laxitet/instabilitet i knäleden

Reumatoid artrit

Kollateralligamentskador (MCL, LCL)

