

65055 TheraBand Bobathboll SCP 55 cm, röd

TheraBand Pro Series, är mycket säkra bobathbollar som är tillverkade med SCP – Security Comfort Performance, ett säkerhetssystem som gör att bollen sakta sjunker ihop vid en eventuell punktering. En viktig egenskap för patientens säkerhet på kliniken för att minska risken för skador. Dessa bollar rekommenderas också vid sittande arbete eller för träning i hemmet.

- Tillverkade i ett höglastiskt plastmaterial som har en behagligt trögare yta med många strukturlinjer.
- Försedda med en ventil.
- Levereras med ett måttband för att få en korrekt storlek vid uppblåsning. Följ instruktionerna i medföljande bruksanvisning för korrekt uppblåsning.
- Rekommenderad längd för användning av boll med diameter 55 cm är 153-168 cm.
- Bollarna tål en statisk belastning på 1000 pounds = 454 kg.
- Färg röd.
- Bollpump som tillbehör.

