



Liksäck, Standard



Längd	215 cm
Bredd	95 cm
Vikt	1 kg
Färg	Rödbrun
Lastkapacitet	max 180 kg
Artikelnummer	5001006

Liksäck standard/ bisättningsäck / body bag.

Tillverkad av Polyeten och utrustad med kraftiga handtag med en lastkapacitet på 180kg.

Miljöanpassad vilket innebär att säcken kan begravas i sin helhet och även användas vid förbränning eftersom plasten omvandlas till vattenånga. Hållbar för förvaring i flera år så länge den inte utsätts för direkt solljus.

hygienisk – lätthanterlig – miljövänlig.

- Helt öppningsbar
- Förslutning i ett moment
- Återförslutningsbar
- Bärhandtag
- Minimerar smittorisk
- Låg vikt
- Tar liten plats
- Miljövänlig vid förbränning
- Lättöppnad förpackning med handtag
- Dokumentficka
- Förpackningsstorlek 35x28x5 cm
- Material: Polyeten 100% tjocklek 200µ

