






		<b>ART.NR</b>		
		1041390	Sin -	20 x 35 mm
		1041391	Dx -	20 x 35 mm
		1041399	Dx -	20 x 35 mm
			Bedside	
		1041392E	R -	20 x 35 mm
		1041393E	L -	20 x 35 mm
				

ID-X är färgkodade märkbrickor framställda enligt ett patenterat system: Blyet är insprutat i ett urfäst spår på brickan vilket gör att tecknen kan hållas mycket smala, endast c:a 1 mm samtidigt som fördelningen av blyet i spåret är homogent.

	<b>ART.NR</b>	
	1041396	set 1-5

Transparanta märken 1-5 för numrering av fingrar och tår.

		<b>ART.NR</b>		
		1041394	20 mm Sin	Mässings märken.
		1041395	20 mm Dx	
		1041397	10 mm Sin	
		1041398	10 mm Dx	



För Din komfort och säkerhet