

## GETINGE ASSURED BOWIE-DICK TEST CARD TT

### Product Specification

#### BESKRIVNING

Getinge Assured Bowie-Dick Test Card TT är avsett för daglig övervakning av små ångautoklaver av B-typ med förvakuum som körs vid 134 °C. Kortet är förpackat och utformat speciellt för att uppfylla kraven i EN 867-5. Denna Getinge Assured-produkt är testad och kontrollerad för ett likvärdigt och godkänt resultat vad gäller både testcykler i EN 867-5 och Getinge Bowie-Dick-cykler för bordsautoklaver av B-typ med förvakuum.

#### FUNKTION

Om autoklaven fungerar korrekt visar indikatorgrafiken en enhetlig färgförändring från lila till grön över hela bilden på indikatorn. En brun eller icke-enhetlig grön färg kan tyda på andra typer av problem med ångmiljön i autoklavens kammare än icke kondenserbara gaser eller restluft. I detta fall kan autoklaven behöva service.

#### FYSISKA EGENSKAPER

Mått: L 86 mm x B 86 mm

Förpackning: 1 ring och 15 testkort

#### MILJÖMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR

Förvaring: I bifogad sluten förpackning vid rumstemperatur 10–38 °C och 10–60 % relativ luftfuktighet. Utsätt inte produkten för ljus eller värme.

#### HÅLLBARHETSTID

24 månader.

Bäst-före-datum är tryckt på produktförpackningen.

#### STANDARDKLASSIFICERING

EN 267-5

#### BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Getinge Assured	Ordernummer
Bowie-Dick Test Card TT	504052300

