



DAX IPA Handdesinfektion

Handdesinfektion



DAX IPA Handdesinfektion är en hygienisk, flytande handdesinfektion. Produkten är avsedd för desinfektion av händer och är effektiv mot bakterier och höljeförsedda virus som t.ex. Corona. Produkten verkar snabbt och klibbar inte efter avdunstning. Den innehåller återfuktningssmedel som behåller händerna mjuka och återfuktande.

Mikrobiologisk information:

EN1500 (baktericidal effekt) 4 ml - 30 sek

EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek

EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek

EN14476 (höljeförsedda virus) 30 sek

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Användningsområde För effektiv desinfektion av händer inom sjukvården, tandvården, äldrevården, livsmedelssektorn etc.

Produktegenskaper Verkar snabbt och klibbar inte efter avdunstning
Har den av WHO rekommenderade halten IPA på ca 75 vol%
Innehåller återfuktningssmedel som behåller händerna mjuka och återfuktande

Bruksanvisning Dosering: 4 ml gnids in i händerna under 30 sekunder

Sammansättning Aktiva ämen

Isopropylalkohol	700 g/kg
	propan-2-ol

Tillverkningsland DANMARK

Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
3 x 5 l		733-3	7331964007334	7331964907337
24 x 150 ml		731-24	7331964007310	7331964907313
15 x 600 ml		732-15	7331964007327	7331964907320

Ytterligare information Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.