

Stetoskop Dual-Head Adult



Artikelnummer: 304-3021

Stetoskop vändbart med tratt och membran, bröststycke av metall, trattring och membranring av mjukplast.

Membrandiameter 44 mm

Trattdiameter 26 mm

Reservdelar:

Öronoliv vit hård plast (10st/förp) 340-8010 styck

Öronoliv svart mjuk (2st/förp) 340-8380-2 par

Membran 340-5010

Membranring 340-6060

Rengöring: Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.