

# MJUKSITTRING MJUKIS

**MJUKIS** är lösningen för den som - av olika anledningar - har behov av att sitta både mjukt och varmt. Den specialdesignade mjuksittringen är tillverkat i ett material med slutna celler vilket innebär att den inte suger åt sig någon vätska. Mjukisen ligger på plats utan extra fästansordningar och kan monteras på de flesta av marknadens toalettstolar.



Grå



Svart



Röd

- **MJUKIS** finns i grå, svart och röd.
- **MJUKIS** i röd färg är mycket efterfrågad av demensvården.

SVENSK-  
TILLVERKAD

#### Mjuksittring MJUKIS

Yttermått HxBxL (mm):

75x390x420

Innermått BxL (mm):

210x270

Material:

Polyetencellplast EV50

Skötsel:

Milt rengöringsmedel, dusch,  
kan desinficeras.



WIKTORSON  
HJÄLPMEDEL AB