

Artikelnummer: 29625

Ultrahygieniskt skaft, Ø34 mm, 1500 mm, Vit



Skaftet har greppvänlig diameter och ett materialval som ger hög komfort vid användning i olika temperaturer, även i kalla utrymmen som t.ex. kylrum och kalla produktionslokaler. Den hygieniska designen minskar risken för att bakterier och smuts fastnar på skaftets yta. Skaftet har god kemikalieresistens.

Teknisk information

EAN nummer	5705020296253
DUN nummer	15705020296250
Tull nummer	96039010
FDA godkänt råmaterial (21)	Ja
Glas & Gaffel (EU 1935/2004), Godkänd i enlighet med EU förordningen Nr. 10/2011	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
Användning av Ftalater (Bisfenol A)	Nej
Recycling Mark 7	Ja
Material	Polypropylen, Glasförstärkt
Färg	Vit
Antal per förpackning	10 Pcs.
Antal per pall (80 x 120 x 200 cm)	500 Stk.
Colli Längd	1520 mm
Colli Bredd	235 mm
Colli Höjd	80 mm
Produkt Diameter	34 mm
Längd	1500 mm
Bruttovikt	0.52 kg
Nettovikt	0.498 kg
Ursprungsland	Denmark
Max rengörings temperatur (Autoklav)	121 °Celsius
Max användande temperatur (vid livsmedelskontakt)	80 °Celsius
Max användande temperatur (utan livsmedelskontakt)	100
Min. användare temperatur	-20 °Celsius
Min. Ph värde i brukslösning	2
Max. Ph värde i brukslösning	10.5

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.