

## evercare<sup>®</sup> Kompresser, röntgentråd, gasväv, sterila





REF: 3206-01, 3213-01, 3214-01, 3215-01

evercare<sup>®</sup> Kirurgiska kompresser, röntgentråd, gasväv, sterila, har färgkodning för enkel produktidentifiering och ett numeriskt kontrollsystem för räkningshjälp. Kontrollsystemet innehåller följande information: färgkod, REF-nummer, produktens torrsvikt, antal individuella svabbar, storlek på enskilda kompresser, material och kontrollbatchnummer. Som en del av produktionsprocessen räknas och kontrolleras produkterna av en metalldetektor och materialet dammsugs för att minimera lösa trådar. Inkluderar en extra nonwoven-påse under den sterila barriären för att möjliggöra aseptisk teknik när produkten tas ut ur påsen och hålls på plats.

### Egenskaper

- ▶ Detekterbar med röntgen
- ▶ Steriliserad med EO
- ▶ Numeriskt kontrollsystem
- ▶ Färgkodningssystem för enkel produktidentifiering
- ▶ Förpackade i en luddfri förpackning som är lätt att öppna
- ▶ Hög absorptionsförmåga
- ▶ Röntgentråden är säkert fastsvetsad på gasväven
- ▶ Röntgentråd som är fri från PVC och ftalater
- ▶ Alla kanter är säkert vikta och sydda före den slutliga vikningen för att minimera lösa trådar
- ▶ Partinummer på varje styrkort
- ▶ Enkelt att öppna förpackningen




REF	Beskrivning	Färgkod	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
3206-01	Kirurgisk kompress, röntgentråd, 12-lags, 5-pack, steril, Orange		10 x 10cm	100 / 600
3213-01	Kirurgisk kompress, röntgentråd, 4-lags, 5-pack, steril, Lila		10 x 60cm	120 / 720
3214-01	Kirurgisk kompress, röntgentråd, 8-lags, 5-pack, steril, Grön		10 x 60cm	65 / 390
3215-01	Kirurgisk kompress, röntgentråd, 12-lags, 5-pack, steril, Röd		10 x 60cm	50 / 300

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10  
EN ISO 10993-11

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Uppfyller produktstandard:

EN ISO 11135, EN 14079

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Gasväv	100 % bomull, 17 trådar/cm <sup>2</sup> , vit
Röntgentråd	PP, DEHP-fri, PVC-fri, ftalatfri röntgentråd (med bariumsulfat), svart
Sytråd	100 % bomull, vit
Inneförpackning	PP spunbond nonwoven, vit

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå. Kontrollera alltid antalet artiklar innan användning. Om antalet ej överensstämmer med det angivna antalet på förpackningen, använd ej produkten.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 15 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	Medicinskt papper, PP/PE film	3206-01: 150 x 185 3213-01: 150 x 280 3214-01: 150 x 280 3215-01: 150 x 280
<b>Dispensförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	3206-01: 185 x 155 x 250 3213-01: 273 x 140 x 310 3214-01: 273 x 140 x 310 3215-01: 273 x 140 x 310
<b>Transportförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	3206-01: 262 x 570 x 325 3213-01: 285 x 640 x 440 3214-01: 285 x 640 x 440 3215-01: 285 x 640 x 440
<b>Förpackningstejp</b>	PVC-fri, Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
<b>3206-01</b>	06438129122251	06438129322255	06438129522259
<b>3213-01</b>	06438129122220	06438129322224	06438129522228
<b>3214-01</b>	06438129122237	06438129322231	06438129522235
<b>3215-01</b>	06438129122244	06438129322248	06438129522242

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.