



## TRANSFUSIONSAGGREGAT

- Extra stor filteryta på 17,2 cm<sup>2</sup> ger en effektiv filtrering samt tillåter en hög transfusionshastighet
- Finns i slänglängder 180-320 cm
- DEHP-fri PVC eller helt PVC-fritt material
- Flowstop med hydrofobt filter
- Roterande luer-lock
- Finns med 3-vägskran
- 



Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MR60500202	180 cm slang	PVC-fri	10/100
60MR60500212	220 cm slang	PVC-fri	10/100
60MR60500203	320 cm slang	PVC-fri	10/100
60MR60500200T	180 cm slang	DEHP-fri PVC	10/100
60MR60500210T	220 cm slang	DEHP-fri PVC	10/100
60MR60500300T	180 cm slang, dubbla spikar	DEHP-fri PVC	10/100

### Transfusionsaggregat inkl 3-vägskran med förlängningsslang

3-vägskran i fettresistent Polykarbonat.

Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MR60500231	180 cm slang, 3-v-kran +15 cm	PVC-fri	10/100

Transfusionsaggregat. 20 drp aqua dest = 1 ml  
 Flowstop: PE och Polyamid  
 Hydrofobt filter: Polyamid  
 Spike, Rullklämma, Luerlock: ABS  
 Droppkammare: PP  
 Fyllnadsvolym: 0,07 ml/cm Ø 2,9 mm

Transfusionsfilter: 200 my . Polyamid  
 Slang: DEHP-fri PVC eller PVC-fritt Polyefin Alloy  
 Trevägskranar: Fettresistent Polykarbonat, 72 tim. tryckresistent

Sterilisering: EO  
 ISO 1135-4 EN 980, SS-EU 20594-1

Engångs, sterilt 1-styckförpackad i peel pack  
 trpt.fp. = minsta kvantitet/beställning