



MoliCare® Skin Tvättskum

Rengörande

Tvättskum med uppfriskande kreatin som stödjer hudens egna skyddsmekanismer. Luktneutraliserande, sköljfri samt lätt att dosera och applicera på specifika områden. Möjliggör en skonsam och effektiv rengöring även vid kraftig avföringsinkontinens.



- 1 pH 5,5**
Hudvänligt pH-värde på 5,5 som bevarar hudens naturliga syramantel.
- 2 Dermatologiskt testad**
Produkten är dermatologiskt testad och fri från allergener.
- 3 Sköljfri**
Produkten behöver inte sköjjas av med vatten.





Helps. Cares. Protects.

Ingredienser:

Aqua, Butane, C9-C13 Isoparaffine, Isobutane,
Sodium Lauroyl Sarcosinate, Parfum, Phenylethyl Alcohol,
Ethylhexylglycerin, Isopropyl Myristate, Pentaerythrityl Monooleate
/Pentaerythrityl Dioleate/Pentaerythrityl Trioleate/Pentaerythrityl
Tetraoleate, Creatine, PEG-6-Caprylic/Capric Glycerides,
PEG-34 Castor Oil, Cetyl Alcohol, Lactic Acid, Propane, Cocamide MEA

Rengörande	Art.nr.	Storlek	Förp.
MoliCare® Skin Tvättskum	995 016	400 ml	12 st

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info