



# MoliCare® Skin Tvättlotion

## Rengörande

Tvättlotion med uppfriskande kreatin som stödjer hudens egna skyddsmekanismer. Luktneutraliserande samt lätt att dosera och applicera på specifika områden. Möjliggör en skonsam och effektiv rengöring även vid kraftig avföringsinkontinens.



- 1 pH 5,5**  
Hudvänligt pH-värde på 5,5 som bevarar hudens naturliga syramantel.



- 2 Dermatologiskt testad**  
Produkten är dermatologiskt testad och fri från allergener.





Helps. Cares. Protects.

### Ingredienser:

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, PEG-40 Sorbitan Peroleate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Panthenol, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Parfum (Fragrance), PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate

Rengörande	Art.nr.	Storlek	Förp.
MoliCare® Skin Tvättlotion	995 089	500 ml	12 st

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
F. 0371-58 74 45  
E. info@hartmann.se

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)