



# MoliCare® Skin Våtservetter

## Rengörande

Våtservetter för en praktisk och skonsam rengöring. Används utan tvål och vatten, huden behöver inte sköljas av. Extra mjuk och stor servett (20x30cm) med lugnande kamomill och fuktbevarande pantenol. Bevarar hudens naturliga pH-värde, dermatologiskt testad, alkohol-och tvålfri.



- 1 pH 5,5**  
 Hudvänligt pH-värde på 5,5 som bevarar hudens naturliga syramantel.
- 2 Dermatologiskt testad**  
 Produkten är dermatologiskt testad och fri från allergener.
- 3 Sköljfri**  
 Produkten behöver inte sköljas av med vatten.





Helps. Cares. Protects.

### Ingredienser:

Aqua, Polyglyceryl-4 Caprate, Sorbitan Caprylate, Octyldodecanol, Disodium EDTA, Sodium Benzoate, Parfum, Caprylyl Glycol, Parfum, Sodium Cocoamphoacetate, Citric Acid, Chamomilla Recutita Flower Extract

| Rengörande                  | Art.nr. | Storlek      | Förp. |
|-----------------------------|---------|--------------|-------|
| MoliCare® Skin Våtservetter | 995 075 | 50 servetter | 12 st |

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
F. 0371-58 74 45  
E. info@hartmann.se

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)