

evercare[®] Absorberande duk för pediatrika patienter, 70 x 60 cm

REF: 1463-50

evercare[®] Självhäftande absorberande duk för pediatrika ingrepp, steril, är en mångsidig, ogenomtränglig, extra absorberande duk. Den är särskilt utformad för patienter med känslig hud eftersom den självhäftande kanten endast är 2,5 cm bred och häftan är skonsammare mot huden. Tyget är också tunnare, men ändå mycket absorberande och formar sig fint efter kroppen. Särskilt lämplig för äldre patienter och neonatala patienter.

Egenskaper

- ▶ Extra absorberande
- ▶ Mjukare vidhäftning möjliggör skonsammare borttagning och omplacering av duken
- ▶ Uppfyller kraven i SS-EN 13795-1 Kritiskt produktområde med hög prestanda




70 x 60 cm

REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
1463-50	Självhäftande absorberande duk för pediatrika patienter, steril, Blå	60 x 70 cm, självhäftande kant 2,5 cm	40 / 160

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-01
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

EN13795-1

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Material

Komponent

Råmaterial och egenskaper

Laminat

PP nonwoven, blå/PE-film, blå

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå. Får ej användas om förpackningen är skadad.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, PE/PET film	250 x 390
Dispenserförpackning	TCF eller ECF kvalitet	285 x 242 x 287
Transportförpackning	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
Förpackningstejp	Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
1463-50	06438129118704	06438129318708	06438129518702

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.