



Produktnamn:	bionector[®] octopus[®] 3
Beskrivning:	Injektionsventil med tre förlängningsslangar
Artikelnummer:	841.364
Anslutningar:	360
Längd förlängningsslangar:	10 cm
Fyllnadsvolym:	0,34 ml (x3)
Total fyllnadsvolym:	0,81 ml
Avdelningsförpackning:	10 st
Transportförpackning:	90 st
Material:	PUR, Polycarbonate, Polyisoprene, Polyethylene och rostfritt stål. PVC-fri och latexfri
Produkten är CE-märkt:	Ja