

# Formalinsystem

- Komplet, slutet provtagningsystem för formalinhantering som hindrar användaren från att komma i kontakt med formalin
- Används för fixering av vävnadsprover
- Tydlig markering med varningstext angående innehållet
- Innehåller 4% buffrad formaldehydlösning (450 ml)

## Material:

### Formalinpåse:

- Low Density Polyetylen (LD-PE) fylld med formaldehydlösning

### Adapterdel:

- **Pigg:** High Density Polyetylen (HD-PE) med röd färgtillsats
- **Låsring:** Density Polyetylen (HD-PE) med röd färgtillsats
- **Avstängningskran:** polykarbonat (PC)
- **Adapter:** High Density Polyetylen (HD-PE)
- **Adaptornål:** rostfritt stål
- **Ventil:** naturgummi
- **Monovette® rör:** polypropylen (PP), **pistong:** High Density Polyetylen



Artikelnr:	Benämning:	Inner/Ytterfp:
51.1703	Formalinsystem 450 mL Formaldehyd 4 %	1/6
51.1703.001	Färgat formalinsystem 450 mL Formaldehyd 4 %	1/6
51.1703.009	Formalinset 9 mL med Formalinsystem + 100 st S-Monovette 9 mL	1/1
9.1704.001	S-Monovette 9 mL, 92 x 16 mm	50/500
9.1704.021	S-Monovette 9 mL, 92 x 16 mm, steril, individuellt förpackade	100/500
51.1703.025	Formalinset 25 mL m Formalinsystem + 50 st S-Monovette 25 mL	1/1
9.1705.001	S-Monovette 25 mL, 97 x 25 mm	50/250

