

Medicinskåp **HJALMAR** är idealiskt för individuell medicinförvaring i hemmet, gruppboendet, servicehuset eller äldreboendet. Till medicinskåp **HJALMAR** finns möjlighet att välja olika typer av lås.

- **Likalåsningssystem** är den perfekta lösningen för den som behöver tillgång till alla skåp genom en och samma nyckel.
- **Huvudnyckelsystem** gör det möjligt att montera unika lås i varje enskilt skåp, där samtliga skåp kan öppnas med en huvudnyckel.
- **Kodlås - utan batterier** är en kostnadseffektiv lösning, utmärkt för den som i största möjliga mån vill undvika nycklar. Det mekaniska låset kan förses med en gemensam egenhändigt vald sifferkombination, samt har en möjlighet till nödöppning med nyckel.
- **RFID lås** som öppnas med en tag eller kort erbjuder möjligheter att styra och ha olika behörigheter, d.v.s. vilka skåp som personen har tillgång till samt registrering av vem som har öppnat och vid vilken tidpunkt.



Medicinskåp HJALMAR

HJALMAR är ett medicinskåp med en del för medicinen och ett separat fack för värdesaker. I medicindelen finns plats för pärm framför hyllan som är flyttbara. Luckan används som skrivyta/delningsyta.

Medicinskåp HJALMAR

Vikt (kg):	9
Yttermått HxBxD (mm):	555x360x205
Material:	Björkmelamin
Utrymme för pärm:	Ja
Flyttbara hyllor:	1