

evercare® Gasbinda Fix

REF: 3905-01, 3907-01, 3909-01

evercare® Gasvävsförband Fix är ett icke elastiskt bandage. Tack vare vävda kanter och noggrant utvalda råmaterial kan bandaget användas för fixering av de flesta förband och små medicintekniska produkter på patientens kropp. Förpackningen är utformad för enkel produktidentifiering.

Egenskaper

- ▶ Helvävda kanter som minimerar lösa trådar
- ▶ Icke elastiskt
- ▶ 100 % bomullsväv



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
3905-01	Gasbinda Fix, bomull, Vit	5cm x 10m	50 / 600
3907-01	Gasbinda Fix, bomull, Vit	7cm x 10m	50 / 400
3909-01	Gasbinda Fix, bomull, Vit	10cm x 10m	50 / 200

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



Not made with natural rubber latex



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

DIN 61632

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Material

Komponent

Råmaterial och egenskaper

Bandage

100 % bomull

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	N/A	N/A
Dispensförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	3905-01: 195 x 105 x 190 3907-01: 195 x 145 x 190 3909-01: 205 x 195 x 190
Transportförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	3905-01: 410 x 340 x 400 3907-01: 410 x 310 x 400 3909-01: 410 x 225 x 400
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
3905-01	N/A	06438129321753	06438129321757
3907-01	N/A	06438129321760	06438129521764
3909-01	N/A	06438129321777	06438129521771

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.