

## evercare® Elastiskt fixeringsbandage Crepe

REF: 4161-01, 4162-01, 4163-01, 4164-01, 4165-01

evercare® Elastiskt fixeringsbandage Crepe har en mjuk och porös struktur och kan sträckas ut. Tack vare bandagets luftgenomsläpplighet och mjukhet är det formbart, enkelt att applicera och bekvämt att använda. Tack vare vävda kanter och noggrant utvalda råmaterial kan bandaget användas för fixering av de flesta förband, särskilt på leder och runda kroppsdelar, samt för fixering av små medicintekniska produkter på patientens kropp. Förpackningen är utformad för enkel produktidentifiering.

## Egenskaper

- ▶ Helvävda kanter som minimerar lösa trådar
- ▶ Fixering av alla typer av förband, särskilt på leder och runda kroppsdelar
- ▶ Mjukt och bekvämt
- ▶ Kräppstruktur för extra halkskydd
- ▶ 90 % töjbarhet
- ▶ 100 % polyester



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
4161-01	Elastiskt fixeringsbandage Crepe, polyester, Vit	4cm x 4m	20 / 600
4162-01	Elastiskt fixeringsbandage Crepe, polyester, Vit	6cm x 4m	20 / 560
4163-01	Elastiskt fixeringsbandage Crepe, polyester, Vit	8cm x 4m	20 / 480
4164-01	Elastiskt fixeringsbandage Crepe, polyester, Vit	10cm x 4m	20 / 400
4165-01	Elastiskt fixeringsbandage Crepe, polyester, Vit	12cm x 4m	20 / 320

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



Not made with natural rubber latex



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Uppfyller produktstandard:

DIN 61632, DIN 61634, EN 1049-2

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Material

### Komponent

### Råmaterial och egenskaper

#### Bandage

100 % polyester, vit, osträckt längd 2 m, sträckt längd 4 m, tøjbarhet ca 90 %, elasticitet ca. 80 %

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	N/A	N/A
<b>Dispensförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4161-01: 165 x 45 x 135 4162-01: 165 x 65 x 135 4163-01: 165 x 85 x 135 4164-01: 165 x 105 x 135 4165-01: 165 x 125 x 135
<b>Transportförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4161-01: 425 x 350 x 245 4162-01: 485 x 350 x 290 4163-01: 540 x 350 x 290 4164-01: 550 x 350 x 290 4165-01: 520 x 350 x 290
<b>Förpackningstejp</b>	PVC-fri, Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
<b>4161-01</b>	N/A	06438129320992	06438129520996
<b>4162-01</b>	N/A	06438129321005	06438129521009
<b>4163-01</b>	N/A	06438129321012	06438129521016
<b>4164-01</b>	N/A	06438129321029	06438129521023
<b>4165-01</b>	N/A	06438129321036	06438129521030

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.