

evercare® Elastiskt fixeringsbandage Selexif

REF: 4181-01, 4182-01, 4183-01, 4184-01, 4185-01

evercare® Elastiskt fixeringsbandage Selexif har en mjuk, töjbar och porös struktur. Tack vare bandagets luftgenomsläpplighet och mjukhet är det formbart, enkelt att applicera och bekvämt att använda. Tack vare vävda kanter och noggrant utvalda råmaterial kan bandaget användas för fixering av de flesta förband, särskilt på leder och runda kroppsdelar, samt för fixering av små medicintekniska produkter på patientens kropp. Förpackningen är utformad för enkel produktidentifiering.

Egenskaper

- ▶ Helvävda kanter som minimerar lösa trådar
- ▶ Fixering av alla typer av förband, särskilt på leder och runda kroppsdelar
- ▶ Mjukt och bekvämt
- ▶ Halksäker passform
- ▶ 90 % töjbarhet
- ▶ 100 % polyester



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
4181-01	Elastiskt fixeringsbandage Selexif, polyester, icke-sterilt, Vit	4cm x 4m	20 / 600
4182-01	Elastiskt fixeringsbandage Selexif, polyester, icke-sterilt, Vit	6cm x 4m	20 / 560
4183-01	Elastiskt fixeringsbandage Selexif, polyester, icke-sterilt, Vit	8cm x 4m	20 / 480
4184-01	Elastiskt fixeringsbandage Selexif, polyester, icke-sterilt, Vit	10cm x 4m	20 / 400
4185-01	Elastiskt fixeringsbandage Selexif, polyester, icke-sterilt, Vit	12cm x 4m	20 / 320

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



Not made with natural rubber latex



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

DIN 61632, DIN 61634, EN 1049-2

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Material

Komponent

Råmaterial och egenskaper

Bandage

100 % polyester, vit, osträckt längd 2 m, sträckt längd 4 m, tøjbarhet ca 100 %, elasticitet ca 80 %

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	N/A	N/A
Dispensförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4181-01: 165 x 45 x 135 4182-01: 165 x 65 x 135 4183-01: 165 x 85 x 135 4184-01: 165 x 105 x 135 4185-01: 165 x 125 x 135
Transportförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4181-01: 425 x 350 x 245 4182-01: 485 x 350 x 290 4183-01: 540 x 350 x 290 4184-01: 550 x 350 x 290 4185-01: 520 x 350 x 290
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
4181-01	N/A	06438129321333	06438129521337
4182-01	N/A	06438129321340	06438129521344
4183-01	N/A	06438129321357	06438129521351
4184-01	N/A	06438129321364	06438129521368
4185-01	N/A	06438129321371	06438129521375

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.