









## Masimo enpatientssensorer RD SET

Artnr	Beskrivning	Förp	Bild
	<b>RD SET enpatientssensorer</b>		
4000	RD SET Adt , vuxen, vikt >30kg	20st	
4001	RD SET Pdt, barn, vikt 10kg–50kg	20st	
4002	RD SET Inf, vikt 3kg – 20kg	20st	
4046	Ersättningstejp	102st	
4003	RD SET Neo Vikt < 3 kg eller > 40 kg	20st	
4047	Ersättningstejp	102st	
4004	RD SET NeoPt-L, vikt < 1 kg	20st	
4048	Ersättningstejp	10st	

Artnr	Beskrivning	Förp	Bild
4005	RD SET NeoPt-500, vikt <1kg Non-adhesive Sensor	20	
4094	Ersättnings wraps	10	

## Adaptrar för LNOP sensorer och mellankablar till RD SET

Artnr	Beskrivning	Mellankabel	Adapter	Sensor
4088	<b>Adapter RD-PC 1,5ft</b> RD SET sensor till LNOP mellankabel, 45cm			
4091	<b>Adapter LNOP-RD 1,5ft</b> LNOP sensor till RD SET mellankabel, 45cm	