

**Nyhet!**

# GlucoMen® *areo* 2K

**Kombinerad keton-  
och glukosmätare**



**Nya GlucoMen Areo 2K är en modern blodsockermätare som kan skicka blodsocker- och ketonvärden till olika appar i din smartphone!**



- ✓ Upplyst display med stora, tydliga siffror
- ✓ Larm för högt/lågt blodsocker
- ✓ Säkra mätresultat
- ✓ Mätresultat: glukos 5 sek, keton 8 sek
- ✓ Blodvolym: glukos 0,5 µL, keton 0,8 µL
- ✓ NFC överföring till smartphone eller läsplatta

### Trådlös överföring till smartphone

Idag är smartphones ett självklart verktyg i vardagen. Telefonen är alltid med, och ger därför en högre grad av tillgänglighet och användarvänlighet än datorprogram med samma funktioner.



**GlucMen Areo 2K** har en trådlös överföring av blodsocker- och ketonvärden med sk NFC (Near Field Communication). Detta gör man enkelt, genom föra ihop mätaren med sin telefon.



### Detta behöver man:

Allt som behövs är en smartphone som stödjer NFC\* eller en surfplatta, samt en app som fungerar tillsammans med **GlucMen Areo 2K**. Vilka de är kan du se på [www.areo.nu](http://www.areo.nu).

\* Följande tillverkare stödjer NFC: Samsung, HTC, LG, Google, Nokia, Philips, BlackBerry, Asus, Huawei, Alcatel, Sony, Fujitsu, Motorola, Sharp, Panasonic. (Apple iPhone stödjer inte NFC)

#### BLODSOCKERMÄTNING

Mätområde:	1.1 – 33.3 mmol/L
Acceptabelt hematokritområde:	10 – 70 %
Teststickor:	GlucMen® Areo Sensor
Blodprovsvolym:	0,5 µL
Mättid blodsocker:	5 sekunder
Medelvärde:	1, 7, 14, 30, 60, 90 dagar

#### KETONMÄTNING

Mätområde:	0,1 – 8,0 mmol/L
Acceptabelt hematokritområde:	20 – 60 %
Teststickor:	GlucMen® Areo B-Ketone Sensor
Blodprovsvolym ketoner:	0,8 µL
Mättid ketoner:	8 sekunder

#### ÖVRIGT (gäller både blodsocker- och ketonmätning)

Blodprov:	Kapillärt helblod
Batterier:	Två (CR2032). Livslängd >1000 tester
Minne:	730 blodsockertest / 100 ketontest
Larm:	3 st för glukos och 3 st för keton
Dataöverföring:	Kabel, NFC eller via extern Bluetooth-enhet
Automatisk avstängning:	Efter 90 sekunder
Mått:	85,5 mm (L) x 56 mm (B) x 18,2 mm (H)
Vikt:	46 g (utan batterier)
Brukstemperatur:	5 – 45 °C
Luftfuktighet	20% till 90%

Gilla GlucMen på Facebook  
[www.areo.nu](http://www.areo.nu)

