



# Epidural infusion-EDA


med volypump Infusomat Space

Epidural-infusion får **absolut inte** förväxlas med intravenös-infusion vilket detta aggregat hjälper till att förhindra med sin transparenta **gula** färg.

Med pumpens läkemedelslista optimeras EDA-terapin genom att man kan anpassa ocklusionstryck och bolusflöden samt sätta mjuka och hårda flödesgränser för epidurala läkemedel.

Aggregatet är 300 cm vilket är 50 cm längre än ett standardaggregat vilket underlättar för sängliggande patienter då standardlängden på 250cm ofta upplevs vara för kort.


Det finns även möjlighet att särskilja de epidurala pumparna genom att märka dem med en dekal enligt bilden nedan.





Aggregatet



Infusomat® Space Lines Epidural - Yellow	Add on	PVC (DEHP-free)	Neutrapur (PVC-free)	Length (cm)	Sales Unit / Pcs.	Code No. (REF)
	Transparent yellow	-	•	300	100	8700131SP