



# MediKit

## Skål 60ml-2500ml

### Skål plast MediKit

Skål graderad transparent 60ml REF: 1230111513 Förpackning: 72st /dispenser, 288 st/ transportkartong
Skål graderad transparent 250ml REF: 1230111512 Förpackning: 63 st /dispenser, 126 st/ transportkartong
Skål graderad transparent 500ml REF: 1230111511 Förpackning: 28 st /dispenser,56 st/ transportkartong
Skål graderad transparent 1000ml REF: 1230111514 Förpackning: 10 st /dispenser,20st/ transportkartong
Skål graderad transparent 2500ml REF: 1230111515 Förpackning: 10st /dispenser, 10 st/ transportkartong
-Transparenta skålar utan pigment -Dubbelhäftande tejp i botten av skålarna

