

Specialist®

Kräppad polstervadd



Elastisk och självvidhäftande polster som skyddar huden och är avsedd att användas som polstring under gipsförband

- Hudvänlig
- Lätt att riva
- Autoklaverbar
- Mikroveckade fibrer

LATEX
FREE
FORMULA

Specialist® är tillverkad av en hudvänlig blandning av bomull (49%) och akrylatfibrer (49%).



Art.nr	Storlek	Antal/fp
72304-00	5cm x 3,6m	24
72304-01	7,5cm x 3,6m	12
72304-02	10cm x 3,6m	12
72304-03	15cm x 3,6m	6