

DELTA-CAST® SOFT



DEN FLEXIBLA LÖSNINGEN

- Semi-rigid polyesterförband
- Mångsidig användning
- Patientkomfort



THERAPIES. HAND IN HAND.

BSN medical

DELTA-CAST® SOFT

DEN FLEXIBLA LÖSNINGEN

Delta-Cast® Soft är ett semi-rigid glasfiberfritt polyesterförband, som möjliggör funktionell immobilisering för frakturer och skadade mjukdelar. Polyesterförbandet erbjuder en utmärkt hållbarhet, kan destrueras genom förbränning och är helt röntgengenomsläppligt.

Flexibilitet och rörelse

Delta-Cast® Soft är en utmärkt lösning för funktionell immobilisering, då den ger stöd samtidigt som den möjliggör en viss rörlighet. Genom att variera antal lager, kan stödet anpassas efter varje patients behov.

Mångsidig användning

Delta-Cast® Soft går utmärkt att använda för både cirkulära och avtagbara syntetförband. Den patenterade väven ger en perfekt passform och stöd runt svåra kroppskonturer. Ett jämnt motstånd vid avrullning, utmärkt laminering och hållbarhet är viktiga egenskaper för Delta-Cast® Soft. Torr liksom våt applicering är möjlig samt att det går kombinera med andra syntetförband och gips.

Komfort


Delta-Cast® Soft ger en fin yta som inte skaver och mjuka kanter som ger bättre komfort för patienten. Delta-Cast® Soft kan reducera rehabiliteringstiden genom att patienten kan utföra sina normala aktiviteter.

Att avlägsna

Delta-Cast® Soft kan avlägsnas med sax eller lindas av för hand.

Material

Polyester, röntgengenomsynlig.



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Art.nr	Färg	Storlek	Antal/fp	Art.nr	Färg	Storlek	Antal/fp
72708-02	<input type="checkbox"/> Vit	2,5 cm x 1,8 m	10	72708-01	<input checked="" type="checkbox"/> Svart	5 cm x 3,6 m	10
72708-12	<input type="checkbox"/> Vit	5 cm x 3,6 m	10	72708-11	<input checked="" type="checkbox"/> Svart	7,5 cm x 3,6 m	10
72708-22	<input type="checkbox"/> Vit	7,5 cm x 3,6 m	10	72708-21	<input checked="" type="checkbox"/> Svart	10 cm x 3,6 m	10
72708-32	<input type="checkbox"/> Vit	10 cm x 3,6 m	10	72708-50	<input checked="" type="checkbox"/> Rosa	5 cm x 3,6 m	10
72708-42	<input type="checkbox"/> Vit	12,5 cm x 3,6 m	10	72708-51	<input checked="" type="checkbox"/> Rosa	7,5 cm x 3,6 m	10
72708-05	<input checked="" type="checkbox"/> Mörkblå	5 cm x 3,6 m	10	72708-52	<input checked="" type="checkbox"/> Rosa	10 cm x 3,6 m	10
72708-15	<input checked="" type="checkbox"/> Mörkblå	7,5 cm x 3,6 m	10	72708-09	<input checked="" type="checkbox"/> Tassmönster	5 cm x 3,6 m	10
72708-25	<input checked="" type="checkbox"/> Mörkblå	10 cm x 3,6 m	10	72708-19	<input checked="" type="checkbox"/> Tassmönster	7,5 cm x 3,6 m	10
72708-08	<input checked="" type="checkbox"/> Röd	5 cm x 3,6 m	10	72708-60	<input checked="" type="checkbox"/> Hjärtmönster	5 cm x 3,6 m	10
72708-18	<input checked="" type="checkbox"/> Röd	7,5 cm x 3,6 m	10	72708-61	<input checked="" type="checkbox"/> Hjärtmönster	7,5 cm x 3,6 m	10
72708-28	<input checked="" type="checkbox"/> Röd	10 cm x 3,6 m	10				



BSN medical AB

Uggledalsvägen 15 · 427 40 Billdal
Tel: 031-727 98 00 · Fax: 031-727 98 10

kundservice@bsnmedical.com
www.bsnmedical.se

