

## Produktblad

### HEGU Xeno Akupunktur nålar – Xeno 0,25x25 mm med hylsa

Hegu Xeno är vår bästsäljande akupunktur nål.

Nålen är resultatet av en kontinuerlig produktutveckling där kinesisk tradition möter en japansk högteknologi. Nålen är tillverkad av högsta kvalitet i rostfritt, kirurgiskt fjäderstål. Handtaget är lindat med tråd i rostfritt stål för att ge bästa grepp och en bra elektrisk ledningsförmåga vid elakupunktur. Hegu Xeno en koniskt slipad spets som ger en extremt hög precision. Nålen är försedd med "laserlödning" på toppen av handtaget för att med högsta precision säkra att handtag och nål fungerar som en stabil enhet. Mikropolering och rengöring med ultraljud har genomförts.

- Koreansk nåltyp av rostfri, kirurgisk fjäderstål.
- Med hylsa.
- 3 års steriliseringstid från tillverkningsdatum.
- 100 st/förpackning.
- Förpackade styckvis per blister (1-pack).
- För engångsbruk.

