

Akupunktur nål

# Hegu Xeno

**Hegu Xeno** är vår bästsäljare. Det är en japansk nåltyp, tillverkad i Kina, som fått stor uppskattning av användare vad gäller nålspets, ledningsförmåga och stabila handtag. Nålen som är tillverkad av kirurgiskt fjäderstål har en skarp nålspets för en smärtfri behandling och det ultimata behandlingsresultatet. Handtaget är inlindat i rostfritt stål, som ger ett bra grepp och en god elektrisk ledningsförmåga. Nålarna har 3 års sterilitet efter tillverkningsdatum.

## 1-pack (Styckpackade) utan hylsa. 100 st/ask

<b>XEN15020</b>	0,20 x 15 mm	<b>XEN30032</b>	0,32 x 30 mm
<b>XEN15025</b>	0,25 x 15 mm	<b>XEN40025</b>	0,25 x 40 mm
<b>XEN15030</b>	0,30 x 15 mm	<b>XEN40030</b>	0,30 x 40 mm
<b>XEN25020</b>	0,20 x 25 mm	<b>XEN50025</b>	0,25 x 50 mm
<b>XEN25025</b>	0,25 x 25 mm	<b>XEN50030</b>	0,30 x 50 mm
<b>XEN25030</b>	0,30 x 25 mm	<b>XEN50035</b>	0,35 x 50 mm
<b>XEN30016</b>	0,16 x 30 mm	<b>XEN60030</b>	0,30 x 60 mm
<b>XEN30025</b>	0,25 x 30 mm	<b>XEN60035</b>	0,35 x 60 mm
<b>XEN30030</b>	0,30 x 30 mm	<b>XEN75035</b>	0,35 x 75 mm



## 5-pack (5 nålar i varje blister) utan hylsa. 500 st/ask

<b>XEN15020-5</b>	0,20 x 15 mm	<b>XEN30025-5</b>	0,25 x 30 mm
<b>XEN15025-5</b>	0,25 x 15 mm	<b>XEN30030-5</b>	0,30 x 30 mm
<b>XEN15030-5</b>	0,30 x 15 mm	<b>XEN30032-5</b>	0,32 x 30 mm