



Sittskydd Velour 45x45

Stilrent och mjukt sittskydd med velourkänsla, som skyddar möbler, inredning och annat underlag mot väta ex vid urinkontaminering. Ytterst lämplig i rullstolar, stolar, fåtöljer och soffor samt vid bilresor.

Sittskyddet har ett quiltat utskick absorberande mellanskikt och ett vätsketätt spärrskikt som förhindrar att stolen blir fuktig. Runda hörn gör att skyddet ligger stadigt i stolen samt håller bättre.


Finns i mörkgrön samt blå kulör.

Tål ca 450 tvättar i 60-70 grader.

Produktnamn: Velour sittskydd 45x45 cm

Art. nr: 282411 Grön

Art. nr: 282401 Blå



Art. nr: 282411 Grön / **Art. nr:** 282401 Blå

Mått (cm) 45x45 cm

Vikt 169 gr

Absorption 3,5 l/m²

Certifiering



Material

Sittyta: 300 gsm 100% polyester. Quiltat i kedjemönster med det absorberande mellanskiktet.

Absorbtionskikt: Nålat, icke vävt skikt, bestående av 310 gsm 65 % polyester / 35 % rayon + 100% polyfill kuddfyllning.

Spärrskikt: Ogenomträngligt spärrskikt av polyuretan, laminerat med absorptionsskiktet.

Övrigt:

Latexfri

Tvättråd

Tvättas i 60-70 grader, samt torktumlas max 70 grader.

Inget mjukmedel eller klormedel Ej kemtvätt.

