



## Sittskydd Velour 53x60

Stilrent och mjukt sittskydd med velourkänsla, som skyddar möbler, inredning och annat underlag mot väta ex vid urinkontaminering. Ytterst lämplig i rullstolar, stolar, fåtöljer och soffor samt vid bilresor.

Sittskyddet har ett quiltat utskickt absorberande mellanskikt och ett vätsketätt spärrskikt som förhindrar att stolen blir fuktig. Runda hörn gör att skyddet ligger stadigt i stolen samt håller bättre.


Finns i mörkgrön samt blå kulör.

Tål ca 450 tvättar i 60-70 grader.

**Produktnamn:** Velour sittskydd 53x60 cm

**Art. nr:** 282471 Grön

**Art. nr:** 282461 Blå



**Art. nr:** 282471 Grön / **Art. nr:** 282461 Blå

**Mått (cm)** 53x60 cm

**Vikt** 265 gr

**Absorption** 3,5 l/m<sup>2</sup>

**Certifiering**



**Material**

Sittyta: 300 gsm 100% polyester. Quiltat i kedjemönster med det absorberande mellanskiktet.

Absorbtionskikt: Nålat, icke vävt skikt, bestående av 310 gsm 65 % polyester / 35 % rayon + 100% polyfill kuddfyllning.

Spärrskikt: Ogenomträngligt spärrskikt av polyuretan, laminerat med absorptionsskiktet.

**Övrigt:**

Latexfri

**Tvättråd**

Tvättas i 60-70 grader, samt torktumlas max 70 grader.

Inget mjukmedel eller klormedel Ej kemtvätt.

