

A.8200

A.8200ST

Insufflatore monouso  
per rettoscopi.

*Disposable insufflating bellow  
for rectoscopes.*

sapi med  
DIAGNOSTIC  
LINE

CE CE

0476



Insufflatore d'aria monouso per rettoscopi.

Materiale: PVC

Capacità di insufflazione: fino a 65 cm<sup>3</sup>

Peso: 60 g circa

Due versioni disponibili:

**A.8200** non sterile

**A.8200ST** sterilizzato a ETO

**Non contiene lattice**

**Confezione:** 10 pz. o 50 pz.

*Disposable insufflator bellow for air insufflations.*

*Material: in soft PVC*

*Insufflating capacity: 65 cm<sup>3</sup>*

*Weight: 60 g*

*Two kinds:*

***A.8200** not sterile*

***A.8200ST** sterilized by ETO*

**Latex free**

**Quantity per box:** 10 pcs. or 50 pcs.