



**SOAP Mild**



# MILD HANDTVÅL 4 i 1

## Användningsområde

En dokumenterad mild oparfymerad flytande handtvål med hudnära pH. Skonsam och vårdande för alla hudtyper. Råvarorna är valda med omsorg och tvålen är utvecklad för personal som i yrket tvättar händerna frekvent, och där höga krav ställs på att bevara huden hel och välmående. Uppfyller kraven i enlighet med Svanen. Lågskummande för att underlätta avsköljning samt undvika tvålrester i vasken.

## Produktfakta

Tvålen innehåller en mildt rengörande tensid i kombination med en vårdande biolipid som har till syfte att efterlikna hudens naturliga barriär och på så sätt undvika tensidinducerade skador på huden som på sikt kan leda till hudirritation och allergi. Biolipiden är hudidentisk. Tvålen har 4i1 egenskaper.

1. **Rengörande** - Mycket mild tensid -Sodium Lauroyl Glutamat. De flesta tvålar har tensid som tar bort hudens naturliga biolipider och ligger kvar och irriterar. Vår tensid gör inte detta eftersom den återför hudidentisk biolipid som skyddar strukturen.
2. **Skyddande** - Hudidentisk biolipid - Glyceryl Oleate.
3. **Återfuktande** - Hudidentisk biolipid - Glyceryl Oleate samt naturlig mjölksyra. Glycerin fungerar som återfuktare och mjukgörare, och med Glyceryl Oleate som förstärker och skapar ordning i hudstrukturen, klarar hudbarriären påverkan av yttre faktorer betydligt bättre. Mjölksyran förbättrar hudens textur genom att vara fuktgivande samtidigt som gamla hudceller fälls av och kollagenproduktionen främjas
4. **Efterkänsla** - Kombinationen av råvaror gör att huden får en mjuk efterkänsla och en hud som klarar yttre påverkan på ett fördelaktigt sätt.

## Dosering

Produkten är färdig att användas. Dosera tvålen på våta händer.

## Rutin vid handtvätt

- Tvätta händerna med flytande tvål och rinnande vatten
- Tvätta noga alla ytor på händerna med tvål så att ett ordentligt skum uppstår
- Skölj under rinnande vatten
- Torka händerna torra med en engångspapper

**Art.nr**

17279150	Antal per kartong 24* 150ml
17279600	Antal per kartong 15* 600ml
1727DP01	Antal per kartong 12* 1L DP
17270005	Antal per kartong 3* 5L

**Innehåll**

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Sodium Lauroyl Glutamate, Coco-Glucosid, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate

**Lagring/Hållbarhet**

Produkten ska lagras i normal rumstemperatur

Produkten har 3års hållbarhet i oöppnad förpackning

Öppnad förpackning bör förbrukas inom 12mån

**Miljö**

Ytterförpackningen sorteras som förpackning av plast.

Lätt biologiskt nedbrytbara tensider.

