

# Infusionsaggregat

- Olika slanglängder mellan 180 - 320 cm
- Luftad eller oluftad droppkammare
- PVC-fritt eller DEHP-fritt PVC material
- Stabil rullklämma med maximal precision garanterar ett jämt och säkert flöde
- Insticksspets utan silikon för säker koppling till infusionspåsar/flaskor
- Vätskefilter och luftfilter
- Flowstop med hydrofobt filter förenklar fyllnaden av aggregatet och minskar risken för läckage och kontamination
- Roterande luer-lock
- Tillgänglig med 3-vägskran, backventil och/eller injektionsmembran
- Air-Guard förhindrar att luft passerar ner i slangen efter att lösningen tagit slut
- Flödesregulator för precist flöde
- MR kompatibel



## Infusionsaggregat, utan luftning

Art. nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60MR60500152	Infusionsaggregat 180 cm, utan luftning	PVC-fri	10/100*
60MR60500152W	Infusionsaggregat 180 cm, utan luftning	PVC-fri	10/100*
60MR60500150T	Infusionsaggregat 180 cm, utan luftning	DEHP-fri PVC	10/100*
60MR60500182	Infusionsaggregat 220 cm, utan luftning	PVC-fri	10/100*
60MR60500160	Infusionsaggregat 320 cm, utan luftning	PVC-fri	10/100*
60MR60500151T	Infusionsaggregat 320 cm, utan luftning	DEHP-fri PVC	10/100*

## Infusionsaggregat, med luftning

Art. nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60MR60500156	Infusionsaggregat 180 cm, med luftning	PVC-fri	10/100*
60MR60500153	Infusionsaggregat 180 cm, med luftning	PVC-fri	10/100*
60MR60500154T	Infusionsaggregat 180 cm, med luftning	DEHP-fri PVC	10/100*
60SRL60500154	Infusionsaggregat 180 cm, med luftning och backventil	PVC-fri	10/100*
60SRL60500153K	Infusionsaggregat 180 cm, med luftning, y-koppling, injektionsmembran	PVC-fri	10/100*
60SRL60500153KV	Infusionsaggregat 180 cm + 12 cm, med luftning, injektionsmembran och backventil	PVC-fri	10/100*
60SRL60500156C	Infusionsaggregat 180 cm, med luftning och sluten han luer adapter	PVC-fri	50/50*
60MR60500186	Infusionsaggregat 220 cm, med luftning	PVC-fri	10/100*
60SRL60500186	Infusionsaggregat 250 cm, med luftning	PVC-fri	10/100*
60MR60500161	Infusionsaggregat 320 cm, med luftning	PVC-fri	10/100*
60MR60500162	Infusionsaggregat 320 cm, med luftning	PVC-fri	10/100*
60MR60500155T	Infusionsaggregat 320 cm, med luftning	DEHP-fri PVC	10/100*

## Infusionsaggregat, utan luftning, med 3-vägs-kran\*\* och förlängning

Art. nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60MR60500157	Infusionsaggregat 180 cm, utan luftning, 3-v-kran + 15 cm förlängning	PVC-fri	10/100*
60MR60500141T	Infusionsaggregat 180 cm, utan luftning, 3-v-kran + 15 cm förlängning	DEHP-fri PVC	10/100*
60MR60500183	Infusionsaggregat 220 cm, utan luftning, 3-v-kran + 15 cm förlängning	PVC-fri	10/100*

## Infusionsaggregat, med luftning, med 3-vägs-kran\*\* och förlängning

Art. nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60MR60500138	Infusionsaggregat 180 cm, med luftning, 3-v-kran + 15 cm förlängning	PVC-fri	10/100*
60SRL60500139	Infusionsaggregat 180 cm, med luftning, 3-v-kran + 15 cm förlängning	PVC-fri	10/100*
60MR60500137	Infusionsaggregat 180 cm, med luftning, 3-v-kran + 15 cm förlängning	PVC-fri	10/100*
60MR60500140T	Infusionsaggregat 180 cm, med luftning, 3-v-kran och 15 cm förlängning	DEHP-fri PVC	10/100*
60MR60500146	Infusionsaggregat 180 cm, med luftning, backventil, 3-v-kran + 15 cm förlängning	PVC-fri	10/100*
60MR60500148W	Infusionsaggregat 180 cm, med luftning, backventil, 3-v-kran + 15 cm förlängning	PVC-fri	10/100*
60SRL60500148P	Infusionsaggregat 180 cm, med luftning, backventil, 3-v-kran med injektionsmembran + 15 cm förlängning	PVC-fri	10/100*
60MR60500140SG	Infusionsaggregat 180 cm, med luftning, 2 x 3-vägs-kran + 15 cm förlängning	PVC-fri	10/50*
60MR60500140SU	Infusionsaggregat 180 cm, med luftning, 2 x 3-vägs-kran + 15 cm förlängning	PVC-fri	10/50*
60MR60500187	Infusionsaggregat 220 cm, med luftning, 3-v-kran + 15 cm förlängning	PVC-fri	10/100*
60MR60500145	Infusionsaggregat 320 cm, med luftning, 3-v-kran och 15 cm förlängning	PVC-fri	10/100*
60MR60500147	Infusionsaggregat 320 cm, med luftning, backventil, 3-v-kran + 15 cm förlängning	PVC-fri	10/100*

## Infusionsaggregat med flödesregulator och luftning

Art. nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60MR60500156F	Infusionsaggregat 180 cm, med luftning och flödesregulator	PVC-fri	10/100*
60MR60500156FV	Infusionsaggregat 180 cm, med luftning, flödesregulator och backventil	PVC-fri	10/100*
60SRL60500156F	Infusionsaggregat 180 cm, med luftning, flödesregulator och Air-Guard	PVC-fri	10/100*
60MR60500161F	Infusionsaggregat 320 cm, med luftning, och flödesregulator	PVC-fri	10/100*

## Infusionsaggregat med Air-Guard och luftning

Art. nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60SRL60500153	Infusionsaggregat 180 cm, med luftning, och Air-Guard	PVC-fri	10/100*
60SRL60500155AG	Infusionsaggregat 180 cm, med luftning, med Air-Guard och backventil	PVC-fri	10/100*
60SRL60500156F	Infusionsaggregat 180 cm, med luftning, Air-Guard och flödesregulator	PVC-fri	10/100*
60SRL60500186AG	Infusionsaggregat 250 cm, med luftning och Air-Guard	PVC-fri	10/100*
60SRL60500162AG	Infusionsaggregat 320 cm, med luftning och Air-Guard	PVC-fri	10/100*

Material: Slang: DEHP-fri PVC/TPE Droppkammare: SB/TPE Spike: ABS Luftfilter: PP 0,2 eller 0,8 µm Vätskefilter: PA 15 µm Rullklämma: ABS/PS Slangklämma: PP	Flowstop: ABS/PE Backventil: SAN/MABS/Silikon Flödesregulator: PC / POM Konnektor/Luer-lock: ABS Trevägskrän: PC/HDPE Injektionsmembran: PC/Silikon Sluten han luer adapter: PSU/PE Hydrofob hätta: PP/Akryl	Sterilisering: EO Infusionsaggregat 20 drp aqua dest = 1 ml Engångs, sterilt 1-styckförpackad i peel pack * = minsta kvantitet/beställning Fyllnadsvolym: 0,07 ml/cm Ø 2,9 mm **Blod-, läkemedel- och fettresistent 72 tim.
--	---	--