



Cleanroom 100

Högabsorberande renrumssduk

Idealisk för användning i känsliga miljöer. Innehåller låga halter av joner och organiskt extraherbara ämnen, samt gammabestrålas för att eliminera bakterier och sterilisera produkten. Väldigt låga fibersläpp.



- Slät struktur
- Består av cellulosa och polyester
- Uppfyller kraven på fibersläpp enligt SS-EN 13795:2011+A1:2013
- Innehåller ej latex eller PVC
- Hög hållfasthet både våt och torr
- Lösningemedelsbeständig
- Dubbelförpackad i tjock polyeten, lättöppnad förpackning
- Rensumsklassificering ISO 5

CHICOPEE

Art.nr.	Benämning	Färg	Storlek	Antal
74609	Cleanroom 100, ark	Vit	22 x 22 cm	12 x 300 ark/fp
74607	Cleanroom 100, ark	Vit	30 x 30 cm	8 x 150 ark/fp
74608	Cleanroom 100 steril, ark	Vit	22 x 22 cm	10 x 6 x 25 ark/fp