

Munvård

Toothette® Munvård

Toothette Munvårdsprodukter erbjuder en totallösning till god munhygien baserat på rengöring, rensning, sugning och återfuktning av den totala munhålan.




Toothette Munvård Engångsprodukter:

- Munsrabbar tar bort beläggningar och stimulerar munslemhinnan. Toppen av mjukt skumgummi är skonsam även på sköra slemhinnor.
- Sug-srabbar som kopplas till den vanliga sugen, tar bort beläggningar och sekret. Det unika tum-reglaget möjliggör enkel sugkontroll.
- Mekaniskt rengörande och uppfriskande med natriumbikarbonat.
- Munfuktare mjukar upp och återfuktar effektivt läppar och munslemhinna.

Individuella komponenter:

- Toothette® och Toothette® Plus Munsrabbar med sina karakteristiska mjuka toppar av räfflat skumgummi som lyfter och tar bort beläggningar och slem, stimulerar munslemhinnan och rengör mellan tänderna.
- Mjuggörande munfuktare återfuktar effektivt läppar och munslemhinna. Vattenbaserad formel berikad med vitamin E, kokosnötsolja och xylitol.



Orderinformation:

Engångs sug-srabbar Set med Perox-A-Mint® lösning:

2 sug-srabbar med Natriumbikarbonat
1 brytförpackning med Perox-A-Mint® lösning
1 st 2-grams engångsförp med munfuktare
100 set/kart
Artikelnr: 6513-X



Engångs Munvårds-set med Perox-A-Mint® lösning:

2 rabbar med Natriumbikarbonat
1 brytförpackning med Perox-A-Mint® lösning
1 st 2-grams engångsförp med munfuktare
100 set/kart
Artikelnr: 6013-X



Toothette Munsrabbar Styckförpackade

800 st/kart
Obehandlade
Artikelnr: 6070-X
Med Natriumbikarbonat
Artikelnr: 6075-X



Toothette Munsrabbar Styckförpackade

1000 st/kart
Obehandlade
Artikelnr: 5602UT-X



Munfuktare

14 g Tub
144 st/kart
Artikelnr: 6083-X



Bitblock

Styckförpackade
144 st/kart
Artikelnr: 4000




Techno Medica AB

Krossgatan 15, 162 50 Vällingby • Tel 08-754 00 30 • Fax 08-38 01 99

E-mail: info@technomedica.se • www.technomedica.se

Munvård

Toothette® Munvård Sug-Tandborste



Orderinformation:

Obehandlad
Sug-Tandborste
100 st/kartong
Artikelnr: 6577-X

Användarvänligt tumreglage möjliggör enkel sugkontroll. Ansluts till den vanliga sugen.




Obehandlad Sug-Tandborste

- Hjälper till att ta bort plack, beläggningar och munsekret.
- Ultramjuka borst och mjuk baksida av räfflat skumgummi rengör tänderna och stimulerar munslemhinnan.
- Det böjda skaftet gör det lätt att komma åt även i den bakre delen av munhålan.

Q4 munvårdsset

Förebygger VAP



Orderinformation:

20 set/kartong
Artikelnr: 6404-X

Munvårdsset med sugfunktion.

Rengör munhålan mekaniskt och luckrar upp beläggningar kemiskt med natriumbikarbonat och väteperoxidlösning. Suger rent och återfuktar munslemhinnan.

Skapar effektiva och överskådliga rutiner för munvård var 4:e timme och ser på ett enkelt sätt till att rutinerna fullföljs.

Tre riskfaktorer för ventilatorförknippad lunginflammation

- Bakterier som koloniserar i orofarynxområdet.
- Aspiration av utsöndringar under glottis.
- Kolonisation av beläggningar med respirationspatogener.