


# Mätpipett



Sarstedts mätpipetter används för att mäta upp en noggrann volym vätska. De är optimerade för att passa i de på marknaden vanligt förekommande pipettfullarna.

Mätpipetterna är tillverkade i polystyren (PS). De är sterila, bomullsproppade och finns i flera olika storlekar. Tack vare internationell färgkodning är det enkelt att identifiera rätt storlek.

Förpackningarna är lättöpnade och ej statiska.

Artikelnr.	Benämning:	Inner/Ytterfp.
86.1252.001	Mätpipett 2 mL, styckvis fp, steril	100/1000



**SARSTEDT**

Sarstedt AB  
Bergaliden 11  
252 23 Helsingborg

Tel 042 – 19 84 50  
Fax 042 – 19 84 59  
info.se@sarstedt.com [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)