

Elastomull Hospital®

Högelastisk gasbinda



Högelastisk gasbinda för fixering
Fixerar särskilt på extremiteter
och leder, huvudförband
Häftar endast mot sig själv
Utan Latex

Elastomull Hospital® kan töjas upp till 2,5 gånger sin längd, beroende på vävtekniken.
 Långtidsanvändning förändrar inte kvaliteten.
 Material 71% viskos och 29% polyamid.

Mycket luftgenomsläpplig
Häftar endast mot sig själv
Steriliserbar- Oinslagen.



Användningsområde

Fixerande av förband, särskilt på extremiteter och leder, huvudförband.

Art nr	Storlek	Fp/st	Trp/st	Färg
72599-00	4 cm x 4 m	20	480	vit
72599-01	6 cm x 4 m	20	320	vit
72599-02	8 cm x 4 m	20	240	vit
72599-03	10 cm x 4 m	20	200	vit
72599-04	12 cm x 4 m	20	180	vit

® Reg Trade Mark